

Mode d'emploi
saremco print CROWNTEC

- 1. Description du produit
2. Composition
3. Objectif d'utilisation
4. Indication
5. Contre-indication
6. Groupe cible de patients
7. Utilisateurs
8. Effets secondaires
9. Interactions
10. Phases de traitement

FR | Français

du processus de post-polymérisation. La post-polymérisation est un traitement à la lumière UV assurant la polymérisation complète des produits saremco print.

- 10.5. Fixation
10.5.1. Fixation des couronnes, inlays, onlays et facettes permanentes
10.5.2. Fixation des couronnes et ponts, inlays, onlays et facettes temporaires
10.5.3. Connecter la dent artificielle et la prothèse
10.6. Finition, polissage
10.7. Stockage
10.8. Numéro de lot et date d'expiration





Istruzioni per l'uso
saremco print CROWNTEC

- 1. Descrizione del prodotto
2. Composizione
3. Uso previsto
4. Indicazioni
5. Controindicazioni
6. Target di pazienti
7. Utilizzatore
8. Effetti collaterali
9. Interazioni
10. Fasi di lavorazione

IT | Italiano

Si consiglia l'utilizzo dell'unità di polimerizzazione "Signum HiLite Power" di Heraeus Kulzer (2 x 180s) o del dispositivo UV "Otoflash G171" di NK-Optik (4000 flash).

- 10.5. Fissaggio
10.5.1. Fissaggio di corone, inlays, onlays e facettes permanenti
10.5.2. Fissaggio di corone e ponti, inlays, onlays e facettes temporanee
10.5.3. Connessione tra denti artificiali e protesi
10.6. Finitura, lucidatura
10.7. Conservazione
10.8. Numero di lotto e data di scadenza
10.9. Misure cautelari
10.10. Misure di emergenza
10.11. Igiene
10.12. Pulizia
10.13. Pulizia con il saremco print CLEANING CONCENTRATE
10.14. Terminare la produzione degli oggetti stampati





L'épaisseur de paroi ne doit pas être dégagée même après un meulage manuel. Pour les bridges temporaires s'applique: une zone de connexion d'au moins 16 mm².

13. Mesures de précaution
Uniquement à usage dentaire. Ne pas laisser à la portée des enfants. Le port de gants en nitrile jusqu'à la post-polymérisation est recommandé pour les travaux avec saremco print CROWNTEC.

Per i ponti provvisori si applica: area del connettore di almeno 16 mm². L'area del connettore dovrebbe essere la più grande possibile. Per la stabilità fisica, l'altezza del connettore è più importante della larghezza.

Durante la lucidatura o la rimozione dei composti, si raccomanda di utilizzare sempre un sistema di raffreddamento ad acqua e un buon sistema di aspirazione per ventilare spesso lo studio dentistico nonché di indossare maschere filtranti ad alta efficienza per le particelle di piccole dimensioni.



10.1. Génération du fichier d'impression
Générez le fichier d'impression de l'objet imprimé désiré pour la restauration en utilisant le logiciel adéquat (Composer) et sauvegardez-le dans le format approprié à l'imprimante.

17. Production / distribution
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Suisse
Tél: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremco.ch
www.saremco.ch

10.12. Stappa
Si consiglia di lavorare in maniera più pulita possibile: serbatoi e stampanti sporche possono portare a deformazioni e alterazioni del colore e quindi a un fallimento del processo di stampa.

10.13. Pulizia
Dopo il completamento del processo di stampa, rimuovere la piattaforma dalla stampante. Durante la rimozione degli oggetti stampati e le successive fasi di pulizia, si consiglia di indossare guanti (in nitrile) e occhiali protettivi.

10.4. Finition de l'objet imprimé
Étape optionnelle 1 : Sabler soigneusement la surface des objets imprimés avec un produit abrasif de polissage.

10.14. Terminare la produzione degli oggetti stampati
Fase opzionale 1: sabbare accuratamente la superficie degli oggetti stampati con materiale lucidante.

Fase opzionale 2: gli oggetti possono essere personalizzati con colori come els paintart. Osservare le istruzioni per l'uso.

Per raggiungere le proprietà materiali desiderate e la biocompatibilità, è necessario effettuare il post-curing degli oggetti stampati, una volta completamente asciutti e puliti.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ saremco print CROWNTEC

1. Опис производа

saremco print CROWNTEC је светлосно полимеризујући течни полимер на бази естра метакрилане киселине намењен за израду 3D-штампаних трајних круница, инлеја, ослеја и фасета, привремених круница, те мостова и вештачких зуба.

2. Састав

BiEMA, зубно стакло (силанизовано), пиролено, сицијум диоксид, катализатори, инхибитори.

3. Предвиђена намена

saremco print производи обезбеђују светлосно полимеризујуће материјале на бази смоле за 3D штампање намењене за корекцију или реконструкцију функционално оштећене природне дентиције (нпр. недостатак зуба или оштећени зуби) израдом прилагођених 3D-штампаних зубних протеза.

4. Индикација

Уз помоћ 3D штампача произвођача ASIGA и Rapid Share:

- Израда трајних круница, инлеја, ослеја и фасета
- Израда привремених круница и мостова, инлеја, ослеја и фасета
- Израда вештачких зуба за накнадно уметање у основу протезе

5. Контраиндикација

Не користити производ у случају познате алергије на један или више састојака. У случају да постоји сумња, отклоните је и искључите могућност алергије помоћу специфичног алергијског теста пре употребе производа **saremco print CROWNTEC**.

saremco print CROWNTEC не сме да се користи ни у једну другу сврху осим оних наведених у одељку „Индикације“. Свако одступање од овог упутства за употребу може негативно да утиче на хемијски и физички квалитет реставрација које се израђују коришћењем производа **saremco print CROWNTEC**.

6. Циљна група пацијената

saremco print CROWNTEC је погодан за употребу код свих пацијената без икаквих ограничења у погледу година старости или пола.

7. Корисник

Производ **saremco print CROWNTEC** треба да користи искључиво стручно обучен стоматолог.

8. Нежељена дејства

У појединим случајевима описане су контактне алергије на производе сличног састава.


9. Интеракције

Нису познате.

10. Фазе обраде

Погледајте и приручник за израду за уређаје ASIGA и Rapid Share на адреси www.saremco.ch.

Следећа упутства се односе на модел израђен на рачунару: Минимална дебелина зида: На следећој илустрацији приказана је назначена минимална дебелина зида за дату индикацију; дебелина зида не сме да буде мања, чак ни након ручног брушења.



Verdier | mm

Следеће се односи на привремене мостове: површина спојног елемента најмање 16 mm².

вредности у mm

Површина спојног елемента треба да буде што је могуће већа.

Висина спојног елемента је важнија од његове ширине ради постизања физичке стабилности.

Удвостручавањем ширине удвостручава се само чврстина, док се удвостручавањем висине чврстина повећава осам пута. Препоручују се овакви спојни елементи.

Дизајнирајте привремене (дуготрајне) мостове у невидљивом молярном појасу и/у форми плутајућег моста (постериорни мост). Плутајући мост не налаже чврсто на валику, већ формира површину која испод може да се испира, те стога може оптимално да се чисти.

10.1. Генерисање датотеке за штампање

Генерисање датотеку за штампање жељене реставрације користите одговарајући софтвер (Сопровер) и пошаљите је штампачу у одговарајућем облику. Пратите одговарајућа упутства за употребу софтвера и штампача. Важна напомена: вештачки зуби који су комерцијално доступни могу да подлежу закону о ауторским правима. Када користите датотеку за штампање тих зуба, морате имати у виду законе о ауторским правима.

10.2. Штампање

Радите што је могуће чистије, јер запљани резервоари или машине могу да доведу до деформације/промене боје, а самим тим и лошег штампача предмета.

ЗА ПРЕГЛЕД КОМПАТИБИЛНОСТИ ЗВАНИЧНО ВАЛИДИРАНИХ

МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОМПАНИЈЕ SAREMCO СКЕНИРАЈТЕ

QR КОД ПОМОЋУ АПЛИКАЦИЈЕ КАМЕРИ ИЛИ УПОТРЕБИТЕ

АПЛИКАЦИЈЕ ЗА СКЕНИРАЊЕ КАО ШТО СУ LENS (GOOGLE)

ИЛИ QR CODE SCANNER (QR SCAN TEAM). ПРЕЗУМИТЕ ПРЕГЛЕД

КОМПАТИБИЛНОСТИ (КОРИСТИТЕ MOZILLA FIREFOX ИЛИ GOOGLE

CHROME) СА ПОЧЕТНЕ СТРАНИЦЕ SAREMCO.CH/EN/DOWNLOAD

INSTRUCTIONS FOR USE/ ПОТРАЖИТЕ ГА ПОД ОДРЕЂЕНИМ

ПРЕГЛЕД КОМПАТИБИЛНОСТИ.



10.3. Чишћење

По завршетку процеса штампања, уклоните платформу за израду са машине. Током уклањања реставрације и корака чишћења након тога, препоручује се ношење рукавица (нитрилних рукавица) и заштитних наочара.

Ставите платформу на комад папира или крпу тако да одштампани предмети буду окренути нагоре. Уклоните одштампане предмете са платформе помоћу одговарајућег инструмента (нож за кит). Затим се одсецају потпорне структуре.

То може да се уради резним точком или бочним сечкачем. Да бисте уклонили вишак материјала, очистите одштампани предмет крпом натопљеном алкохолом (96%) и евентуално четком натопљеном алкохолним раствором док у потпуности не уклоните све остатке смоле. Затим темељно осушите одштампане предмете ваздушном бризгалицом. Упозорење: Заштитне светлосно полимеризујуће производе од извора јаке светлости!

10.3.1 Ручно чишћење

Да бисте уклонили вишак материјала, очистите одштампани предмет крпом натопљеном алкохолом (96%) и евентуално четком натопљеном алкохолним раствором док у потпуности не уклоните све остатке смоле. Затим темељно осушите одштампане предмете ваздушном бризгалицом.

10.3.2 Чишћење saremco print КОНЦЕНТРАТОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ

За још лакше чишћење одштампаних предмета, препоручујемо употребу saremco print КОНЦЕНТРАТА ЗА ЧИШЋЕЊЕ. Помошје раствор за чишћење у складу са упутствима на напелници производа. Након уклањања платформе за израду, одштампани предмет може да се очисти у ултразвучном купатилу раствором за чишћење помешаним са водом. Обавите процес чишћења у трајању од 2 x 3 минута у складу са упутствима како бисте ефикасно уклонили све остатке смоле.

Радите у складу са упутствима за saremco print КОНЦЕНТРАТ ЗА ЧИШЋЕЊЕ.

10.4. Завршна обрада одштампаних предмета

Опциони корак 1: Пажљиво испескарите површину одштампаних предмета материјалом за полирање. Током корака завршне обраде препоручује се ношење нитрилних рукавица, заштитних наочара и маске за прашину.

Опциони корак 2: Предмети могу да се индивидуализују бојењем, нпр. коришћењем комплета е/с paintart. Пратите упутство за употребу.

Да би се постигла жељена својства и биокompatibilност материјала, неопходна је пост-полимеризација потпуно осушених и очишћених одштампаних предмета. Да бисте обавили завршну полимеризацију, ставите одштампане предмете у кутију са UV светлом.

Напомена: време полимеризације уногоне зависи од врсте лампи/светилки које се користе. Финална својства и финална боја зависе од процеса пост-полимеризације. Пост-полимеризација је третман UV светлом којим се обезбеђују

потпуна конверзија полимера saremco print материјала, свођење остатка мономера на најмању могућу меру и постизање највиших механичких својстава. Ова процедура је неопходан корак за постизање биокompatibilног крајњег производа.

Препоручује се употреба јединице за полимеризацију „Signum HiLite Power“ произвођача Hetaeus Kulzer (2 x 180 s) или UV-Flash уређаја „Otoflash G171“ произвођача NK-Optik (4000 блицева).

SR | СРПСКИ

општено говорећи, могу да се користе све светилке за светлосну полимеризацију материјала за фасетирање које покривају опсег таласних дужина од 320-500 nm. Светилке са интегрисаним блицем обезбеђују краће време експозиције у поређењу са конвенционалним лампама. Увек пратите одговарајуће упутство за употребу јединице за полимеризацију. Наведена времена се односе на јединице за полимеризацију светлом које се редовно одржавају и тестирају у погледу интензитета светлости.

10.5. Причвршћивање

10.5.1. Причвршћивање дефинитивних круница, инлеја, ослеја и фасета

У случају дефинитивних појединачних круница, потребно је охравати унутрашњост крунице пескарњем (Al₂O₃, 110 μm). Затим је, као и обично, трајно причврстите помоћу композитног цементног материјала. Цинк-фосфатни цементи као и стакло-иономерни цементи су само ограничено погодни због своје непрозирности. Препоручују се композити за причвршћивање Panavia 5 [Kuraray] и Variolink [voclar].

10.5.2. Причвршћивање привремених круница и мостова, инлеја, ослеја и фасета

Причврстите готову привремену протезу комерцијално доступним привременим цементима.

10.5.3. Повећавање вештачких зуба и протезе

а) Уметање штампаних вештачких зуба у штампану, унапред израђену основу протезе.

Охравате површину основе штампаних вештачких зуба, на пример пескарњем (Al₂O₃, 110 μm), нанесите прајмер и материјал за причвршћивање, уметните протезу у складу са природним обликом и полимеризујте.

Алтернативно, saremco print CROWNTEC може да се користи и директно као материјал за причвршћивање. У ту сврху четком нанесите малу количину материјала на охрапањену зубну површину вештачког зуба, ставите га у протезу, уклоните сав вишак

материјала и полимеризујте га са обе стране у трајању од најмање 20 секунди. Светло за полимеризацију треба да има излазну снагу од најмање 600 mW/cm².

б) Примена класичног поступка завршне обраде попут методе изливача са смолом за хладну полимеризацију након храпањења зуба.

10.6 завршна обрада, полирање

Припремите реставрацију користећи дијамантске бурнице од 40 μ и 12 μ. Исполмирајте до високог сјаја четкама за полирање, дисковима за полирање, тракама или силиконским средствима за полирање.

11. Складиштење

Заштитите овај производ од јаког светла и извора топлоте! Препоручена температура складиштења је између 4°C и 28°C / 39°F и 82°F. Затворите паковање након сваке употребе.

12. Број серије и рок употребе

Број серије се користи за идентификовање производа у случају упита. Немојте да користите овај

производ након истека рока употребе.

13. Мере предострожности

Искључиво за стоматолошку употребу. Држати ван домађаја деце.

14. Мере у хитним случајевима

У случају директног додира неполимеризованог материјала са оралном слузокожом, исперите водом. У случају додира са очима, темељно исперите водом и обратите се оном лекару.

15. Хигијена

Реставрације израђене од производа saremco print CROWNTEC не треба чистити хемијским производима. Довољно је чишћење водом. По потреби, завршене реставрације могу да се дезинфикују раствором етанола.

16. Гаранција

Наша гаранција је ограничена на квалитет наших производа. У случају да је производ лошег квалитета, надицајуће се само његова вредност. Одбацијено сваку одговорност за даљу штету, односно ону узроковану непоштовањем упутства за употребу или другим неправилним руковањем или неадекватном употребом производа. Корисник је дужан да пре употребе производа провери да ли су они подесни за предвиђену сврху. Он изричито преузима све ризике повезане са употребом производа и искључиво је одговоран за сваку штету која из тога проистекне. Безбедносни листови и листови са техничким подацима доступни су на веб-локацији

компаније SAREMCO Dental. Сажетак безбедносних и клиничких перформанси SAREMCO производа доступан је у европској бази података о медицинским средствима (EUDAMED-<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

17. Произвођача/дистрибуција

SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Швајцарска

Тел: +41 (0) 71 775 80 90

Факс: +41 (0) 71 775 80 99

info@saremco.ch

www.saremco.ch

Измeњeно: 04-2024 | D600219

Медицинска средства класе IIa

Препоручује се употреба нитрилних рукавица током рада са производом saremco print CROWNTEC до пост-полимеризације. Комерцијално доступне медицинске рукавице не пружају ефикасну заштиту од сензибилизујућег дејства метакрилата.

Ако производ дође у додир са рукавицом, скините рукавицу и баците је, одмах оперите руке сапуним и водом и ставите нову рукавицу. У случају алергијске реакције, обратите се лекару. Приликом полирања или уклањања композита, препоручује се да увек користите систем за водено хлађење и добар систем за екстракцију, да често проветравате стоматолошку лабораторију и носите маске са високо ефикасном филтрацијом ситних честица.

14. Мере у хитним случајевима

У случају директног додира неполимеризованог материјала са оралном слузокожом, исперите водом. У случају додира са очима, темељно исперите водом и обратите се оном лекару.

15. Хигијена

Реставрације израђене од производа saremco print CROWNTEC не треба чистити хемијским производима. Довољно је чишћење водом. По потреби, завршене реставрације могу да се дезинфикују раствором етанола.

16. Гаранција

Наша гаранција је ограничена на квалитет наших производа. У случају да је производ лошег квалитета, надицајуће се само његова вредност. Одбацијено сваку одговорност за даљу штету, односно ону узроковану непоштовањем упутства за употребу или другим неправилним руковањем или неадекватном употребом производа. Корисник је дужан да пре употребе производа провери да ли су они подесни за предвиђену сврху. Он изричито преузима све ризике повезане са употребом производа и искључиво је одговоран за сваку штету која из тога проистекне. Безбедносни листови и листови са техничким подацима доступни су на веб-локацији

компаније SAREMCO Dental. Сажетак безбедносних и клиничких перформанси SAREMCO производа доступан је у европској бази података о медицинским средствима (EUDAMED-<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

17. Произвођача/дистрибуција

SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Швајцарска

Тел: +41 (0) 71 775 80 90

Факс: +41 (0) 71 775 80 99

info@saremco.ch

www.saremco.ch

Измeњeно: 04-2024 | D600219

Медицинска средства класе IIa

Препоручује се употреба нитрилних рукавица током рада са производом saremco print CROWNTEC до пост-полимеризације. Комерцијално доступне медицинске рукавице не пружају ефикасну заштиту од сензибилизујућег дејства метакрилата.

