

**apt<sup>®</sup> advanced polymer technology unbond**

**Technische Daten**

Harzmatrix	HEMA- und TEGDMA-freies, lichthärtendes 1-Komponenten Self-Etch-Adhäsiv.
Zusammensetzung	ethanol, methacrylated phosphoric salt, aromatic urethanmethacrylate, BisEMA, water, fillers, initiators
Konsistenz	niedrig viskos
Scherkraftbelastbarkeit (Dentin)	> 10 MPa (Rinderdentin)
Scherbelastbarkeit (Schmelz)	> 10 MPa (Rinderschmelz)

Version: 12-2019