

## **els extra low shrinkage<sup>®</sup> paintart**

### **Technical Data**

|  |  |
|--|--|
| Produktdefinition                            | Lichthärtendes Harz für die farbliche Gestaltung von Fissuren und Zahnoberflächen bzw. Zahnkavitäten, Wurzelstiften etc. |
| Thermischer Expansionskoeffizient (20-50° C) | 40 ppm/°C  |
| Polymerisationsschrumpfung:                  | < 3.8% vol   |
| OP-Licht-Resistenz (10000 lux):              | 90 Sek.  |
| Farben                                       | Weiss<br>Gelb<br>Blau<br>Rot<br>Grau<br>Braun<br>Incisal / Farblos   |
| Farbstabilität                               | Farbstabil nach ISO  |
| Durchhärtungstiefe (ISO 6874)                | > 1,8mm  |
| Konsistenz                                   | Niedrigviskose homogene Flüssigkeit  |
| Aspekt nach der Aushärtung                   | Feine, kompakte, glänzende Oberflächen   |
| Konformität mit DIN EN ISO 6874              | erfüllt  |

Version: 12-2019