

## **els extra low shrinkage<sup>®</sup> seal**

### **Technische Daten**

Konsistenz	niedrigviskose homogene Flüssigkeit
Farbe	transparent / weiss opak
Durchhärtungstiefe (ISO 6874)	> 2,2 mm
Schmelzhaftung (Scherversuch, Rinderschmelz)	> 15 Mpa
Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)	> 80 MPa
Druckhärte (analog DIN EN ISO 9917)	> 200 MPa
Konformität mit DIN EN ISO 6874	erfüllt
Haltbarkeit	4 Jahre

Version: 12-2019