



microcid etchant gel

Technische Daten

Säuregehalt	35% Phosphorsäure
Farbe	Blau
Transparenz	Transparent
Konsistenz	Mittelviskose homogene Flüssigkeit
pH Wert	< 1

Version: 12-2019

Saremco Dental AG

Gewerbestrasse 4 · CH-9445 Rebstein · Switzerland

T +41 (0)71 775 80 90 · F +41 (0)71 775 80 99 · info@saremco.ch · www.saremco.ch

CHE-100.257.924 MWST